

Official Distributor - SWEDEN
CORINA MEDICAL

Sittvåg M-200



Kapacitet: 250 / 300 kg
Delning: 50/100 g (Dual Range)
Sittbredd: 530mm
Sittdjup: 460mm
Vikt: 27 kg
Uppfällbart fotstöd
Tara funktion
Hold funktion
BMI funktion
Bakre hjul vridbara med broms
Framre hjul fasta utan broms (Ej som på bilden)
Lätt och enkel att flytta, uppfällbara armstöd för att underlätta förflyttning av brukaren.
Hygienisk sits som är lätt att rengöra.
Uppladdningsbart batteri (80 timmar kontinuerlig drift)
Nät drift
Levereras M - Klass III godkänd
2 års fabrikationsgaranti

CORINA MEDICAL

Telefon: +46 (0)730 – 57 44 32
Internet: www.corina-medical.se E-mail: info@corina-medical.se