

Official Distributor - SWEDEN
CORINA MEDICAL

Sittvåg M-225



Kapacitet: 250 kg
Delning: 100g
Sittbredd: 40 cm
Sittdjup: 38 cm
BMI funktion
BSA funktion (body surface area)
Hold function
Tare funktion
Lätt och enkel att flytta, uppfällbara armstöd för att underlätta förflyttning av patienten.
Uppfällbara fotstöd (Se MPDC-250)
Hygienisk sits som är lätt att rengöra.
Nätadapter / 6 x AA batteri
Levereras M - Klass III godkänd

CORINA MEDICAL

Telefon: +46 (0)730 – 57 44 32
Internet: www.corina-medical.se E-mail: info@corina-medical.se