

Official Distributor - SWEDEN
CORINA MEDICAL

Babyvåg M-400 / M-410
(Tidigare MS-4100 / MS-4101)



Kapacitet: 20kg x 5/10g (Dual Range) M-400
Kapacitet: 50kg x 10/20g (Dual Range) M-410
Mått: 320 x 310 x 60mm
Vågbrickan: 585 x 280 x 120mm
Tara och Hold funktion
Batteri: 6 x AA / Nätadapter
Vikt: 3,3kg
Vågskålen tas lätt bort och vågen kan användas
på större barn
Väska och ryggsäck finns som tillval
Levereras M - Klass III godkänd
2 års fabrikationsgaranti

CORINA MEDICAL

Telefon: +46 (0)730 – 57 44 32

Internet: www.corina-medical.se

E-mail: info@corina-medical.se