

Official Distributor - SWEDEN  
**CORINA MEDICAL**

**Portabel personvåg M-510**  
(Tidigare MPMS-250)



Kapacitet: 250 kg  
Delning: 100 g  
Vikt: 6 kg  
Mått: 310 x 90 x 310 mm  
Tara, Hold och BMI funktion  
Uppladdningsbart batteri / Nätdrift  
80 tim batteritid  
Väska finns som tillval  
M - Klass III Godkänd  
2 års fabrikationsgaranti

**CORINA MEDICAL**

Telefon: +46 (0)730 – 57 44 32  
Internet: [www.corina-medical.se](http://www.corina-medical.se) E-mail: [info@corina-medical.se](mailto:info@corina-medical.se)