

Official Distributor - SWEDEN
CORINA MEDICAL

Rullstolsvåg M-610
(Tidigare MPWS-300)



Kapacitet: 300 kg
Delning: 100 g
Dimension: 1200 x 150 x 95 mm
Vikt: Endast 8,5kg / balk
Uppladdningsbart batteri / Nätadapter
Enkelt att byta batteri
Tara, Hold och BMI funktion
Bärväskor, 4 st (tillbehör)
M - Klass III godkänd
2 års fabriktionsgaranti

CORINA MEDICAL

Telefon: +46 (0)730 – 57 44 32
Internet: www.corina-medical.se E-mail: info@corina-medical.se