

Official Distributor - SWEDEN  
**CORINA MEDICAL**

## Rullstolsvåg M-650



Kapacitet: 300 kg  
Delning: 100 g  
Plattform: 900 x 740 x 66mm  
Tara funktion  
Hold funktion  
Räcken: Tillval  
Pelare för display: Tillval  
Handtag och hjul för enkel förflyttning  
Funktion för BMI (kroppsmasseindex)  
Uppladdningsbart batteri / Nätadapter  
M - Klass III godkänd

**CORINA MEDICAL**

Telefon: +46 (0)730 – 57 44 32  
Internet: [www.corina-medical.se](http://www.corina-medical.se) E-mail: [info@corina-medical.se](mailto:info@corina-medical.se)