

Official Distributor - SWEDEN
CORINA MEDICAL

Patient Transfer Våg M-999



Portabel personvåg
Kapacitet: 250 kg
Delning: 500 g
Plattform: 1800 x 700 x 30mm
Hold funktion
Uppladdningsbart batteri / Nätadapter
M - Klass III + MDD godkänd
Batteri / Nät
Vikt: 11kg

CORINA MEDICAL

Telefon: +46 (0)730 – 57 44 32
Internet: www.corina-medical.se E-mail: info@corina-medical.se